

Míchadlo magnetické křížové diskové

Bílé feromagnetické teflonové konvexní míchadlo pro nerovné povrchy

- Míchadlo o průměru 9 mm lze použít pro míchání ve spektroskopických kyvetách 10 x 10 mm

Technické parametry

Materiál: permanentní Alnico magnet potažený PTFE



Míchadlo magnetické křížové diskové

Průměr (mm)	Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
9	6	1	P137926
10	6	1	K000777
20	10	1	K000778
30	12	1	K000779