

Míchadlo magnetické MIKRO

Bílá a barevná teflonová feromagnetická míchadla o malém průřezu

Technické parametry

Materiál: permanentní Alnico magnet potažený PTFE



Míchadlo magnetické MIKRO

Délka (mm)	Průměr (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
2,0	2,0	bílá	1	P137100
3,0	3,0	bílá	1	P137101
5,0	2,0	bílá	1	A371212.B
5,0	2,0	modrá	1	A371212.M
5,0	2,0	červená	1	A371212.R
5,0	2,0	žlutá	1	A371212.Y
6,0	3,0	bílá	1	K000749
7,0	2,0	bílá	1	A371215.B
7,0	2,0	modrá	1	A371215.M
7,0	2,0	červená	1	A371215.R
7,0	2,0	žlutá	1	A371215.Y
8,0	3,0	bílá	1	K000748
10,0	3,0	bílá	1	A371224.B
10,0	3,0	modrá	1	A371224.M
10,0	3,0	červená	1	A371224.R
10,0	3,0	žlutá	1	A371224.Y
13,0	3,0	bílá	1	A371227.B
13,0	3,0	modrá	1	A371227.M
13,0	3,0	červená	1	A371227.R
13,0	3,0	žlutá	1	A371227.Y