

Míchadlo magnetické OCTAGON

Bílá a barevná teflonová osmihranná feromagnetická míchadla s prstencem uprostřed

- Prstenec minimalizuje kontakt se dnem nádoby

Technické parametry

Materiál: permanentní Alnico magnet potažený PTFE



Míchadlo magnetické OCTAGON barvy

Průměr (mm)	Délka (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
8	13	bílá	1	A711256.B
8	13	modrá	1	A711256.M
8	13	červená	1	A711256.R
8	13	žlutá	1	A711256.Y
8	16	bílá	1	A711058.B
8	16	modrá	1	A711058.M
8	16	červená	1	A711058.R
8	16	žlutá	1	A711058.Y
8	22	modrá	1	A711078.M
8	22	červená	1	A711078.R
8	22	žlutá	1	A711078.Y
8	25	bílá	1	A711001.B
8	25	modrá	1	A711001.M
8	25	červená	1	A711001.R
8	25	žlutá	1	A711001.Y
8	28	bílá	1	A711118
8	38	bílá	1	A711112.B
8	38	modrá	1	A711112.M
8	38	červená	1	A711112.R
8	38	žlutá	1	A711112.Y

8	40	bílá	1	A711158
8	51	bílá	1	A711002.B
8	51	modrá	1	A711002.M
8	51	červená	1	A711002.R
8	51	žlutá	1	A711002.Y
8	63	bílá	1	A711212
10	13	bílá	1	A711123
10	16	bílá	1	A711583
9,5	22,2	bílá	1	A711783
10	25	bílá	1	A711138
10	35	bílá	1	A711388
10	38	bílá	1	A711128
10	48	bílá	1	A711178
10	51	bílá	1	A711238
10	63	bílá	1	A711228
13	38	bílá	1	A711122
13	76	bílá	1	A711003.B
13	76	modrá	1	A711003.M
13	76	červená	1	A711003.R
13	76	žlutá	1	A711003.Y