

Míchadlo magnetické OCTAGON "Rare Earth"

Zelené teflonové míchadlo ze silného magnetického materiálu pro míchání velkých objemů a viskózních kapalin

- Použití SmCo slitiny zvyšuje trojnásobně magnetickou účinnost míchadla ve srovnání s míchadlem s feromagnetickým jádrem
- Snižuje riziko utržení míchadla při dlouhodobém míchání viskózních tekutin
- Umožňuje bezproblémové míchání viskózních tekutin velkou rychlostí
- Osmihranný tvar s prstencem minimalizuje kontakt míchadla se dnem nádoby

Technické parametry

Materiál: samarium-kobaltový magnet potažený PTFE



Délka (mm)	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
12,7	9,5	1	A321238
25,4	9,5	1	A320138
51,0	9,5	1	A320238
76,0	12,7	1	A320003