

Míchadlo magnetické trojúhelníkové

Bílé feromagnetické teflonové míchadlo trojúhelníkového průřezu

- Pro rozpouštění pevných látek, rozmíchávání sedimentů, míchání viskózních roztoků

Technické parametry

Materiál: permanentní Alnico magnet potažený PTFE



Míchadlo magnetické trojúhelníkové

Délka (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
12	6	1	R166151
20	8	1	R166251
25	8	1	R506951
35	10	1	R455751
40	14	1	R182551
50	12	1	R184251
55	14	1	R184351
80	14	1	R184451