

Mikrodestilační aparatura Quickfit® ML1

Kompaktní a snadno přenosná skleněná mikrodestilační aparatura

- Umožňuje provádět reakce se spotřebou reagensů v řádu miligramů
- Sestavena z 12 kusů skla se zábrusy 14/10, které dovolují sestavit aparaturu dle aktuálních potřeb
- Všechny zábrusy jsou typu Quickfit® a jsou vybaveny těsněním a šroubovatelnou plastovou hlavou
- Díky šroubovatelnému designu není potřeba používat svorky a klemy ani mazat zábrusy
- Lze sestavit aparaturu pro běžnou a frakční destilaci, rektifikaci, reakce bez přístupu vzduchu a mnoho dalších
- Součástí balení je odolný plastový kufřík s výstelkou z pěny pro ochranu a snadnou přepravu skla
- Každý skleněný kus lze dokoupit samostatně, rádi vám připravíme cenovou nabídku
- Volitelné příslušenství - dělicí baňka k mikrodestilační aparatuře



Mikrodestilační aparatura ML1



Dělicí baňka k ML1

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
Mikrodestilační set ML1	1 set	S000001
Dělicí baňka 25 ml	1 ks	S000002

Set obsahuje: vzdušný chladič, vodní chladič, sušicí trubičku, dest. hlavu, nástavec pro teploměr, alonž, 2 Erlenmayerovy baňky (10 a 25 ml), 2 destilační baňky s kulatým dnem (10 a 25 ml), 2 hruškovité baňky (10 a 25 ml), sáček s náhradními těsněními, kufřík s pěnovou vložkou. Set **NEOBSAHUJE** dělicí baňku, která je volitelným příslušenstvím.