

Mikrohomogenizátor

Mikrozkumavky s kuličkovým skleněným zabroušeným pístem

- Pro rozetření a homogenizování malých objemů tkání

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo

Balení: komplet (zkumavka + píst)



Mikrohomogenizátor

Typ	Objem (μl)	Délka (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
G1	10-25	30	cca 4	1	R029651
G2	25-100	40	cca 6	1	R029751
G3	100-1 000	50	cca 8	1	R029851