

Mikrohomogenizátory

Pro resuspendování lyofylizovaných produktů a homogenizaci vzorků a tkání v mikrozkušavkách



Mikrohomogenizátory na jedno použití

Pro homogenizování buněk a tkání v mikrozkušavkách

Technické parametry

Materiál:

PP

Pro mikrozkušavky	Typ	Délka	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,5 ml	Standardní	7 cm	100	V198005
1,5 ml	Standardní	8,5 cm	100	A199001
0,5 ml	RNase/DNase-free, pyrogen free	7 cm	100 (individuálně)	R.CXH8.1
1,5 ml	RNase/DNase-free, pyrogen free	7 cm	100 (individuálně)	R.CXH9.1



Mikrohomogenizátory na jedno použití 7 cm



Mikrohomogenizátory na jedno použití 8,5 cm

Mikrohomogenizátor pro kónické zkumavky

Pro homogenizování buněk a tkání v kónických zkumavkách

Technické parametry

Materiál:	PP
Horní/dolní průměr kónusu :	8,2/2,9 mm
Délka kónusu:	18 mm
Průměr držadla:	4,8 mm
Celková délka:	206 mm

Mikrohomogenizátor	Balení (ks)	Katalogové číslo
Pro kónické zkumavky a mikrozukavky	6	R299471



Mikrohomogenizátory celokovové

Pro homogenizování buněk, tkání, vzorků potravin a dalších materiálů v mikrozukavkách

- Pro ruční homogenizování, nebo po upnutí do sklíčidla laboratorních míchaček
- Snadno čistitelné mikrohomogenizátory vyrobené z 1 kusu leštěné nerezové oceli s hladkými přechody mezi jednotlivými částmi
- Zúžený stonek snižuje ztráty zhomogenizovaného vzorku na stěnách mikrozukavek

Technické parametry

Materiál:	nerezová ocel 1.4301
-----------	----------------------

Mikrohomogenizátor	Celková délka	Délka držadla	Délka kónusu	Horní/dolní průměr kónusu	Hmotnost
Typ 1 - pro mikrozukavky 0,5 ml	94 mm	60 mm	10,0 mm	6,0/2,9 mm	16 g
Typ 2 - pro mikrozukavky 1,5 ml	124 mm	69 mm	17,0 mm	7,9/3,5 mm	34 g
Typ 3 - pro mikrozukavky 2,0 ml	120 mm	67 mm	11,2 mm	8,6/1,7 mm	35 g

Typ	Pro mikrozukavky	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	0,5 ml	1	R.YE13.1
2	1,5 ml	1	R.YE14.1
3	2,0 ml	1	R.YE15.1



Mikrohomogenizátory celokovové