

Minutka digitální s vibrační a světelnou signalizací

Digitální minutka pro odpočet času

- Odpočítávání nebo připočítávání času
- Čtyřmístný LCD displej pro zobrazení h/min nebo min/s
- Upozornění tónem, světlem, vibrací
- Všechna nastavení upozornění lze nastavit buď samostatně nebo společně
- Magnet a klips pro postavení na stůl nebo připevnění
- Minutku dodáváme včetně baterií

Technické parametry

Maximální čas :	19 h a 59 min nebo 99 min a 59 sec
Rozměry (Š x V x H) (mm):	48 x 31 x 75
Hmotnost (g):	110
Napájení:	2x baterie AAA, 1,5 V



Minutka

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Minutka digitální	1	R.EE51.1