

Miska krystalizační | DURAN®

Miska s výlevkou a bez výlevky

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo DURAN®



Krystalizační miska s výlevkou



Krystalizační miska bez výlevky

S výlevkou					Bez výlevky				
Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
20	40	25	1	H800604	20	40	25	1	I870921
40	50	30	1	H800606	40	50	30	1	I871021
60	60	35	1	H800608	60	60	35	1	I871121
100	70	40	1	H800611	100	70	40	1	I871221
150	80	45	1	H800616	150	80	45	1	I871321
300	95	55	1	H800618	300	95	55	1	I871421
500	115	65	1	H800621	500	115	65	1	I871521
900	140	75	1	H800628	900	140	75	1	I871621
2 000	190	90	1	H800632	2 000	190	90	1	I871721
3 500	230	100	1	H800638	3 500	230	100	1	I871821