

Miska krystalizační | SIMAX

Miska s výlevkou a bez výlevky

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo SIMAX®



Krystalizační miska s výlevkou SIMAX



Krystalizační miska bez výlevky SIMAX

S výlevkou					Bez výlevky				
Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
15	40	25	1	S625001	15	40	25	1	S625011
20	50	30	1	S625002	20	50	30	1	S625012
40	60	35	1	S625003	40	60	35	1	S625013
50	70	40	1	S625004	50	70	40	1	S625014
90	80	45	1	S625005	90	80	45	1	S625015
200	95	55	1	S625006	200	95	55	1	S625016
380	115	65	1	S625007	380	115	65	1	S625017
650	140	75	1	S625008	650	140	75	1	S625018
1600	190	90	1	S625009	1600	190	90	1	S625019
2700	240	100	1	S625010	2700	240	100	1	S625020