


Miska odpařovací skleněná s rovným dnem | SIMAX

Odpařovací miska s výlevkou pro běžné laboratorní použití

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo SIMAX®



Objem (ml)	Průměr horní (mm)	Průměr dna (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	40	20	18	1	N632040
15	50	25	25	1	N632050
45	60	30	30	1	N632006
60	70	32	35	1	N632070
90	80	35	45	1	N632008
170	95	40	55	1	N632095
320	115	50	65	1	N632115
600	140	60	80	1	N632140
1500	190	80	100	1	N632190