

Miska odpařovací skleněná s rovným dnem | DURAN®

Odpařovací miska s výlevkou

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo DURAN®



Miska odpařovací skleněná s rovným dnem

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
15	50	25	1	H800206
45	60	30	1	H800208
60	70	35	1	H800211
90	80	45	1	H800216
170	95	55	1	H800218
320	115	65	1	H800221
600	140	80	1	H800228