

Miska třecí skleněná

Vysoce odolná vůči teplotním šokům a chemikáliím

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo 3.3



Objem (ml)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	80	60	1	S718234
120	100	75	1	S718242
300	120	90	1	S718247

Pozn.: misky dodáváme s hladkým tloučkem, který je součástí balení.

Tlouček skleněný

Tlouček s drsným nebo hladkým povrchem hlavy

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo 3.3

Drsný povrch			Hladký povrch		
Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
110	1	S718342	110	1	S718343
125	1	S718347	125	1	S718348