

Mixér laboratorní | WARING®

Dvourychlostní mixér s noži z nerez oceli

- Robustní konstrukce ze slitiny zinku krytá epoxidovým lakem, minimalizuje přenos vibrací na okolí
- Nádoba s rukojetí a dvoudílným víkem o objemu 1 l z borosilikátového skla nebo nerez
- Výměnné nádoby na menší objemy jako dodatečné příslušenství

Technické parametry

Rychlost:	18 000 nebo 22 000 ot/min
Výkon:	400 W
Materiál víka:	vinyl a polystyren
Rozměry (š x h x v):	203 x 178 x 419 mm
Hmotnost:	4,9 kg



Mixer laboratorní

Nerezová nádoba		Skleněná nádoba	
Popis	Katalogové číslo	Popis	Katalogové číslo
Mixér bez časového spínače	X008011	Mixér bez časového spínače	X008019
Mixér s časovým spínačem 1-60 s	X008010	Mixér s časovým spínačem 1-60 s	X008016

Příslušenství

Popis	Objem (ml)	Katalogové číslo
Nerez nádoba SS CAC33, včetně nožů a víka	1 000	X008021
Nerez nádobka MC1, včetně nožů a víka	12-37	X008022
Nerez nádobka MC2, včetně nožů a víka	37-110	X008023
Nerez nádobka MC3, včetně nožů a víka	50-250	X008024
Skleněná nádoba Glass CAC32	1 000	X008025

