

Mixer stolní SEVERIN

Mixer pro běžné mixování a emulgaci vzorků

- Skleněná nádoba se stupnicí, víko s otvorem pro snadné doplňování mixovaného vzorku
- Nerezové mixovací nože, dvě rychlosti mixování a pulzní mód
- Mixér lze snadno rozebrat a umýt v myčce
- Protiskluzové nožičky, kabel lze podle potřeby zatočit do dna mixéru

Technické parametry

Kapacita nádoby:	1,5 l
Výkon:	550 W
Maximální doba chodu:	3 min
Materiál těla mixéru:	nerezová ocel
Rozměry (š x h x v):	210 x 180 x 402 mm
Hmotnost:	2,5 kg



Stolní mixer SEVERIN

Popis	Katalogové číslo
Stolní mixér	R.X477.1