

MODŘ BROMFENOLOVÁ roztok



3',3'',5',5''-tetrabromfenolsulfonftalein, Bromophenol blue (BPB, albutest)

CAS: 115-39-9

Vzorec: C₁₉H₁₀Br₄O₅S

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	669,96
Indikátor:	ph 3 - 4,6
Barevný přechod:	žlutá - modrá



Barevný přechod pH indikátoru

MODŘ BROMFENOLOVÁ roztok

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H225-H319
-------------------	-----------

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
0,1 % roztok v den. EtOH	100 ml	R.9952.1

MODŘ BROMFENOLOVÁ roztok

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
0,1% vodný roztok	250 ml	M 37501
0,1% vodný roztok	500 ml	M 37502
0,1% vodný roztok	1 l	M 37503

*Rádi Vám připravíme nabídku také na jiné koncentrace indikátorových roztoků.