

Dewarova nádoba na tekutý dusík pro dermatologické ordinace | KGW-ISOTHERM

Hliníková Dewarova nádoba s naběračkou

- Lehká hliníková nádoba s bočními úchyty nebo rukojetí
- Vakuově izolovaná nádoba s dvojitou stěnou
- Vícevrstvá superizolační folie v evakuovaném prostoru, nízká rychlost odpařování
- Včetně naběračky na tekutý dusík
- K modelům o objemu 25 a 35 litrů je možné dokoupit podvozek

Technické parametry

Materiál:	hliník
Použitelné do teplot:	-196 °C
Rozsah tlaku:	atmosférický tlak +mn; 0,5 bar
Objem naběračky:	60 ml

Model	12-DMT	25-DMT	35-DMT
Objem	12,5 l	25 l	35 l
Nominální denní odpar	0,2 l	0,25 l	0,3 l
Vnitřní průměr hrdla	69 mm	69 mm	79 mm
Průměr nádoby	310 mm	395 mm	480 mm
Celková výška	600 mm	684 mm	591 mm
Hmotnost prázdné nádoby	8,1 kg	10 kg	13 kg



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Dewarova nádoba 12-DMT	1	I002701
Dewarova nádoba 25-DMT	1	I002702
Dewarova nádoba 35-DMT	1	I002703
Podvozek pro nádobu 25-DMT	1	I002640
Podvozek pro nádobu 35-DMT	1	I002641