

Nádoba na led "Magic Touch 2" | BEL-ART

Originální kulaté a hranaté kontejnery na uchovávání materiálů v chladu

- Nerozbitná, elastická, stabilní kónická nádoba s dokonale hladkým povrchem
- Použitelná nejen pro chlazení ledem a solnými roztoky s ledem, ale i suchým ledem, nebo tekutým dusíkem
- Chemicky rezistentní materiál nádoby s vynikajícími izolačními vlastnostmi
- Vylévací vyprazdňování, rozšířený okraj pro bezpečné přenášení a přiléhající víko s držadlem
- Tvar dna umožňuje odložit víko pod nádobu



Nádoba kulatá s víkem

Technické parametry

Materiál: inertní pěnový polyuretan

Použití pro teploty: -196 až + 100 °C

Balení: 1 ks (komplet nádoba s víkem)

Objem (l)	Průměr (mm)	Výška bez víka (mm)	Výška s víkem (mm)	Barva	Katalogové číslo
2,5	288	163	179	červená	A872001.R
2,5	288	163	179	zelená	A872001.Z
2,5	288	163	179	modrá	A872001.M
2,5	288	163	179	černá	A872001.K
4,0	288	211	227	červená	A874001.R
4,0	288	211	227	zelená	A874001.Z
4,0	288	211	227	modrá	A874001.M
4,0	288	211	227	černá	A874001.K



Nádoba hranatá s víkem

Technické parametry

Materiál: inertní pěnový polyuretan

Použití pro teploty: -196 až + 100 °C

Balení: 1 ks (komplet nádoba s víkem)

Objem (l)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Barva	Katalogové číslo
1	175	175	100	červená	A871101.R
1	175	175	100	zelená	A871101.Z
1	175	175	100	modrá	A871101.M
1	175	175	100	černá	A871101.K
4	315	235	130	červená	A874101.R
4	315	235	130	zelená	A874101.Z
4	315	235	130	modrá	A874101.M
4	315	235	130	černá	A874101.K
9	445	375	155	červená	A879101.R
9	445	375	155	zelená	A879101.Z
9	445	375	155	modrá	A879101.M
9	445	375	155	černá	A879101.K



Nádoba na led Magic Touch 2

Nádoba hranatá bez víka

Technické parametry

Materiál:	inertní pěnový polyuretan
Použití pro teploty:	-196 až + 100 °C
Balení:	1 ks

Objem (l)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Barva	Katalogové číslo
9	420	302	200	červená	A879901.R
9	420	302	200	zelená	A879901.Z
9	420	302	200	modrá	A879901.M
9	420	302	200	černá	A879901.K

