

Nádobka stolní na odpad se senzorem

Nádobka s automatickým výklopným víkem

- Ideální pro rychlé odložení jednorázových pomůcek (špiček pro pipety, mikrozskumavek, ubrousků apod.)
- Automatické otevírání a zavírání víka při aktivaci pohybového senzoru
- Chromované víko bezpečně upevní vložený sáček

Technické parametry

Materiál nádoby:	nerezová ocel
Rozměry:	průměr 12,4 cm, výška 17 cm, kapacita 1,5 l
Materiál autoklávovatelných sáčků:	čirý PP, síla fólie 0,05 mm
Rozměry sáčků:	25 x 25 cm
Max. teplota pro autoklávování sáčků:	135 °C
Napájení:	3 AAA baterie



Nádobka stolní na odpad se senzorem



Nádobka stolní na odpad se senzorem rozložená



Nádobka stolní na odpad se senzorem otevřená

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Nádobka stolní na odpad se senzorem	1	A131941
Autoklávovatelné sáčky z PP	100	A131821