

Nálevka Büchnerova porcelánová

Büchnerova nálevka se zkoseným stonkem



Büchnerova nálevka

Vnitřní průměr (mm)	Pro filtrační papír o průměru (mm)	Průměr otvorů (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
48	45	1,0	1	P908007
62	55	1,0	1	P908009
77	70	1,5	1	P908011
97	90	1,5	1	P908017
116	110	2,0	1	P908023
130	125	2,0	1	P908026
156	150	2,0	1	P908049
192	185	2,0	1	P908036
248	240	2,0	1	P908040