

Nálevka Büchnerova skleněná | DURAN®

Büchnerova nálevka se zkoseným stonkem

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo DURAN®



Nálevka Büchnerova skleněná

Vnitřní průměr (mm)	Pro filtrační papír o průměru (mm)	Objem (ml)	Průměr stonku (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
48	45	70	10	1	R988071
60	55	125	10	1	R988171
73	70	220	18	1	R988271
95	90	500	22	1	R988371
120	110	1 000	22	1	R988471