

## Nálevka dělicí dle Gilsona | PYREX®

Dělicí nálevka s PTFE kohoutem a skleněnou dutou zátkou

- Dlouhý výtokový stonek pro snadnější kontrolu kapalinového rozhraní
- PTFE kladívko výpustního kohoutu není nutno mazat

## Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Nálevka dělicí dle Gilsona

| Objem (ml) | Průměr otvoru kohoutu (mm) | Zábrus zátky NZ | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 60         | 1,5                        | 14/23           | 1           | S443038          |
| 125        | 1,5                        | 19/26           | 1           | S443042          |
| 250        | 2,5                        | 24/29           | 1           | S443047          |
| 500        | 4,0                        | 24/29           | 1           | S443054          |
| 1 000      | 4,0                        | 29/32           | 1           | S443060          |
| 2 000      | 4,0                        | 29/32           | 1           | S443065          |