

Nálevka dělicí kónická dle Squibba

Dělicí nálevka se skleněným nebo PTFE kohoutem a HDPE zátkou, dle DIN ISO 4800

- PTFE jádro výpustního kohoutu není nutno mazat

Technické parametry

Materiál:

DURAN®



Dělicí nálevka DURAN s PTFE kohoutem



Dělicí nálevka DURAN

Nálevka se skleněným kohoutem				Nálevka s PTFE kohoutem			
Objem (ml)	Zábrus zátky NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Zábrus zátky NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	19/26	1	H429524	50	19/26	1	
100	19/26	1	H429530	100	19/26	1	H429630
250	29/32	1	H429548	250	29/32	1	H429648
500	29/32	1	H429560	500	29/32	1	H429660
1 000	29/32	1	H429566	1 000	29/32	1	H429666
2 000	29/32	1	H429572	2 000	29/32	1	