

Nálevka dělicí kónická dle Squibba s PE zátkou a PTFE kohoutem


Dělicí nálevka s PE zátkou a teflonovým kohoutem

- PTFE jádro výpustního kohoutu není nutno mazat a nehrozí jeho zaseknutí

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sko

Délka stonku : 70 mm



Nálevka dělicí kónická dle Squibba s PE zátkou a PTFE kohoutem

Nálevka dělicí kónická dle Squibba s PE zátkou a PTFE kohoutem

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Průměr stonku (mm)	NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	50	220	9	19/26	1	L632606
100	65	240	9	19/26	1	L632616
250	85	300	9	29/32	1	L632626
500	100	340	10	29/32	1	L632656
1000	135	410	10	29/32	1	L632696
2000	155	460	13	29/32	1	L632676