


Nálevka přikapávací s teflonovým kladívkem

Válcovitá přikapávací nálevka z borosilikátového skla s teflonovým kladívkem a zábrusem

- PTFE jádro výpustního kohoutu není nutno mazat a nehrozí jeho zaseknutí

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo



Nálevka dělicí přikapávací s teflonovým kladívkem

Objem (ml)	Dělení (ml)	NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	0,5	14/23	1	L632022
50	1	14/23	1	L632052
50	1	29/32	1	L632055
100	2	14/23	1	L632102
100	2	29/32	1	L632105
250	5	29/32	1	L632255
500	10	29/32	1	L632506
1000	20	29/32	1	L632945