


Nálevka přikapávací s teflonovým kladívkem a trubicí na vyrovnávání tlaku

Válcovitá přikapávací nálevka z borosilikátového skla s teflonovým kladívkem a zábrusem

- PTFE jádro výpustního kohoutu není nutno mazat a nehrozí jeho zaseknutí

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo



Nálevka dělicí přikapávací s teflonovým kladívkem a trubicí na vyrovnání tlaku

Objem (ml)	Dělení (ml)	NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	0,5	14/23	1	L632522
50	1	14/23	1	L632552
50	1	29/32	1	L632050
100	2	14/23	1	L632502
100	2	29/32	1	L632505
250	5	29/32	1	L632525
500	10	29/32	1	L632555
1000	20	29/32	1	L632545