

Nálevka navažovací kulatá

Ideální pro navažování pevných a kapalných vzorků.

- Ve vodorovné poloze leží bezpečně na váhové misce.

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo



Objem (ml)	Průměr nálevky (mm)	Průměr stonku (mm)	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
2	23	7	44	1	R665671
7	35	11	63	1	R665771
10	48	17	88	1	R665871
25	63	20	117	1	R665971