

Nálevka přikapávací s teflonovým kohoutem

Přikapávací nálevka z borosilikátového skla s teflonovým kohoutem a zábrusem

- PTFE jádro výpustního kohoutu není nutno mazat
- Certifikována dle DIN 12567/ISO 4800

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo



Nálevka přikapávací

Objem (ml)	Dělení (ml)	Zábrus zátky NZ	Průměr kohoutu (mm)	Průměr otvoru kohoutu (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	1	29/32	12,5	2,5	1	R.CH34.1
100	2	29/32	12,5	2,5	1	R.CH35.1
250	5	29/32	14,5	4,0	1	R.CH36.1
500	10	29/32	14,5	4,0	1	R.CH37.1