

Nálevka pro laboratorní účely

Skleněná nálevka se zkoseným stonkem

- Stěny nálevky svírají úhel 60°

Technické parametry

Materiál:

borosilikátové sklo



Nálevka pro laboratorní účely

Průměr nálevky (mm)	Průměr stonku (mm)	Délka stonku (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
30	6	30	1	T306023
35	6	35	1	T306033
45	6	45	1	T306035
55	8	55	1	T306039
70	8	70	1	T306043
75	8	75	1	T306045
85	9	85	1	B306046
100	9	100	1	B306048
125	16	125	1	B306051
150	16	150	1	B306052
200	24	175	1	B306054
250	30	175	1	B306055
300	34	175	1	B306056