

Nálevka pro rychlofiltraci

Skleněná nálevka s vnitřním žebrováním pro urychlení filtrace

Technické parametry

Materiál:

DURAN®



Nálevka pro rychlofiltraci

Průměr nálevky (mm)	Průměr stonku (mm)	Délka stonku (mm)	Celková délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
70	8	70	125	1	B306300
80	10	80	140	1	B306346
100	10	100	180	1	B306323
150	16	150	266	1	B306352
200	26	175	326	1	B306354