

Nástavec filtrační na injekční stříkačky Anotop®WHATMAN

Univerzálně použitelné nástavce s anorganickou membránou Anopore

- Nástavce Anotop Plus - membrána Anopore a předfiltr ze skelných vláken
- Nástavce Anotop - membrána Anopore na bázi AL_2O_3 s kapilární strukturou pórů
- Použití pro většinu organických rozpouštědel a vodných roztoků
- Filtrace a sterilizace medií, filtrace fágů a virů, odstranění vysokomolekulárních proteinů a polymerů
- Úprava vzorků pro HPLC a další analytické metody, filtrace roztoků pro spektroskopii

Technické parametry

Materiál pouzdra: PP (bez pigmentů)

Balení: 50 ks

Typ	Anotop 10	Anotop 10 Plus	Anotop 25	Anotop 25 Plus
Průměr filtru	10 mm	10 mm	25 mm	25 mm
Filtrační plocha	0,78 cm ²	0,78 cm ²	4,78 cm ²	4,78 cm ²
Filtrovatelný objem	max 10 ml	max 10 ml	max 100 ml	max 100 ml
Zadržený objem	< 20 µl	< 30 µl	< 150 µl	< 200 µl
Maximální tlak	100 psi (6,9 bar)	100 psi (6,9 bar)	100 psi (6,9 bar)	100 psi (6,9 bar)
Vazba proteinů	slabá	střední	slabá	střední



Nesterilní			Sterilní		
Typ	Porozita (µm)	Katalogové číslo	Typ	Porozita (µm)	Katalogové číslo
Anotop 10	0,02	68091002	Anotop 10	0,02	68091102
Anotop 10	0,1	68091012	Anotop 10	0,1	68091112
Anotop 10	0,2	68091022	Anotop 10	0,2	68091122
Anotop 25	0,02	68092002	Anotop 25	0,02	68092102
Anotop 25	0,1	68092012	Anotop 25	0,1	68092112
Anotop 25	0,2	68092022	Anotop 25	0,2	68092122
Anotop 10 Plus	0,02	68093002	Anotop 10 Plus	0,02	68093102

Anotope 10 Plus	0,1	68093012	Anotope 10 Plus	0,1	68093112
Anotope 10 Plus	0,2	68093022	Anotope 10 Plus	0,2	68093122
Anotope 25 Plus	0,02	68094002	Anotope 25 Plus	0,02	68094102
Anotope 25 Plus	0,1	68094012	Anotope 25 Plus	0,1	68094112
Anotope 25 Plus	0,2	68094022	Anotope 25 Plus	0,2	68094122