


NITROBENZEN

CAS: 98-95-3

Vzorec: C₆H₅NO₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	123,11
Hustota:	1,20 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H301-H311-H331-H360F-H372-H351-H412



NITROBENZEN

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	1 l	N 02102

NITROBENZEN

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro syntézu	500 ml	N 02501
min 99 %, pro syntézu	1 l	N 02502