

Obal chladicí na láhve

Opakovaně použitelný obal pro ochlazení a udržení nízké teploty obsahu láhve

- Lze přeložit pro snadnější uchovávání
- Díky dobré přizpůsobivosti tvaru láhve lze použít i na hranaté láhve
- Rozměry vhodné pro láhve průměru 70 až 100 mm

Technické parametry

Doba, po niž se udrží teplota nižší než 10 °C:	přibližně 8 hod
Rozměry:	450 x 200 mm
Rozměry po složení:	přibližně 200 x 150 mm



Obal chladicí na láhve

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Chladicí obal na láhve	1	I399721