

OXID BORITÝ**CAS:** 1303-86-2**Vzorec:** B₂O₃**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	69,62 g/mol
Hustota:	1,84 g·cm ⁻³
Teplota taní:	450 °C
Bezp.věty (GHS):	H360FD

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 97,5 %	100 g	R.1A9H.1
min 97,5 %	500 g	R.1A9H.2
min 97,5 %	1 kg	R.1A9H.3
min 97,5 %	2,5 kg	R.1A9H.4