

OXID CHROMITÝ

chromová zeleň

CAS: 1308-38-9

Vzorec: Cr₂O₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	151,99
Hustota:	5,22 g·cm ⁻³

OXID CHROMITÝ

Balení	Čistota	Katalogové číslo
1 kg	min 98 %	O 30301

OXID CHROMITÝ

Technické parametry

Rozpustnost ve vodě:	3,13 µg/l při 20 °C
----------------------	---------------------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min. 98 %, extra čistý	100 g	R.9886.1
min. 98 %, extra čistý	500 g	R.9886.2
min. 98 %, extra čistý	1 kg	R.9886.3
min. 98 %, extra čistý	2,5 kg	R.9886.4
ROTI®METIC 99,9 % (3N)	5 g	R.4498.1
ROTI®METIC 99,9 % (3N)	25 g	R.4498.2