

OXID FOSFOREČNÝ

Sušidlo

CAS: 1314-56-3**Vzorec:** P₂O₅**Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 141,94

Bezp. věty (GHS): H314-EUH014

Sušidlo vhodné pro: neutrální a kyselé plyny, nasycené alifatické a aromatické uhlovodíky, acetylen, anhydridy, nitrily, alkyl a aryl halidy, sirovodík

Sušidlo nevhodné pro: alkoholy, aminy, kyseliny, ketony, ethery, chlorovodík, fluorovodík

OXID FOSFOREČNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	500 g	O 08101

OXID FOSFOREČNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %, prášek	500 g	O 08501
min 98,5 %, prášek	1 kg	O 08502
min 98,5 %, prášek	2,5 kg	R.9076.3