

OXID HOŘEČNATÝ**CAS:** 1309-48-4**Vzorec:** MgO**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	40,31
Sušidlo vhodné pro:	bazické kapaliny, uhlovodíky, alkoholy
Sušidlo nevhodné pro:	kyselé sloučeniny
Regenerace sušidla:	800 °C

OXID HOŘEČNATÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
lehký, min. 98 %, p.a.	250 g	O 20102
těžký, min. 98 %, p.a.	250 g	O 20101

OXID HOŘEČNATÝ**Technické parametry**

Hustota:	3,6 g·cm ⁻³
----------	------------------------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
lehký, min. 98 %, Ph.Eur.	500 g	R.8280.2
lehký, min. 98 %, Ph.Eur.	1 kg	R.8280.1
lehký, min. 98 %, Ph.Eur.	5 kg	R.8280.3
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	10 g	R.5639.1
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	50 g	R.5639.2