

OXID OSMIČELÝ

Ve skleněných ampulích

CAS: 20816-12-0**Vzorec:** OsO₄**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	254,20
Bezp. věty (GHS) - pevná látka:	H300+H310+H330-H314
Bezp. věty (GHS) - roztoky:	H301+H331-H310-H315-H318
Hustota:	4,9 g·cm ⁻³ (pevná látka)

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min. 99,95%, p.a. pro elektronovou mikroskopii	100 mg	R.8371.1
min. 99,95%, p.a. pro elektronovou mikroskopii	500 mg	R.8371.2
min. 99,95%, p.a. pro elektronovou mikroskopii	1 g	R.8371.3
2% roztok, pro elektronovou mikroskopii	5 ml	R.7436.1
4% roztok, pro elektronovou mikroskopii	5 ml	R.8088.1

Výpary OsO₄ poškozují rohovku a sliznice úst a nosu. Proto je třeba při manipulaci s ním používat ochranné pomůcky a pracovat v digestoři.