

Papír chromatografický a iontoměničový □ WHATMAN

Chromatografický a blotovací papír z čisté celulózy, iontoměničové papíry

Technické parametry

Grade	Charakteristika	Tloušťka (mm)	Rychlost toku (mm/30 min)
1 Chr	standardní chromatografický papír, hladký povrch, dobré rozlišení, pro běžné analytické použití	0,18	130
2 Chr	hladký povrch, lepší rozlišení než 1 Chr, pro optické a radiometrické skenování	0,18	115
3 Chr	hladký povrch, pro dělení anorganických látek a elektroforézu	0,36	130
3 MM Chr	hladký povrch, střední pevnost, pro chromatografii a elektroforézu	0,34	130
4 Chr	hladký povrch, horší rozlišení, pro běžné rychlé chromatografické dělení	0,21	180
17 Chr	vyšoká absorpční kapacita, pro preparativní chromatografii a elektroforézu	0,92	190
DE81	papír z DEAE celulózy, slabě bazický anex	0,20	95



Archy

Grade	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1 Chr	100 x 300	100	3001845
1 Chr	200 x 200	100	3001861
1 Chr	250 x 250	100	3001878
1 Chr	460 x 570	100	3001917
3 Chr	460 x 570	100	3003917
3 MM Chr	200 x 200	100	3030861
3 MM Chr	460 x 570	100	3030917
3 MM Chr	580 x 680	100	3030931
17 Chr	460 x 570	25	3017915

Role

Technické parametry

Délka role:

100 m

Grade	Šířka role (mm)	Katalogové číslo
1 Chr	40	3001652
1 Chr	50	3001653
1 Chr	100	3001672
1 Chr	150	3001681
3 MM Chr	100	3030672
3 MM Chr	150	3030681
3 MM Chr	190	3030690
3 MM Chr	270	3030704