

Papír filtrační pro kvalitativní analýzu

Pro běžné laboratorní použití

- Středně rychlý papír, pro filtrování středně hrubé sraženiny

Technické parametry

Plošná hmotnost:

80 g/m²

Ilustrační obrázek

Kruhové výseky**Technické parametry**

Balení:

250 ks

Rovné		Skládané	
Průměr (mm)	Katalogové číslo	Průměr (mm)	Katalogové číslo
55	F080055	55	
70	F080070	70	
90	F080090	90	F081090
110	F080110	110	F081110
125	F080125	125	F081125
150	F080150	150	F081150
185	F080185	185	F081185
240	F080240	240	F081240
320	F080320	320	F081320

Archy

Technické parametry

Balení: 12,5 kg (cca 625 ks)

Typ	Rozměr (mm)	Katalogové číslo
Hladké	400 x 400	F084040
Hladké	500 x 500	F085050
Hladké	580 x 580	F085858
Krepované	500 x 500	F085151