

Páska a štítek indikační sterilizační

Samolepicí pásy a štítky pro kontrolu sterilizace

Technické parametry

Rozměry pásků:	19 mm x 50 m
Změna barvy pásků při autoklávování :	20 min při 120 °C / 10 min při 125 °C / 5 min při 135 °C
Změna barvy pásků při horkovzdušné sterilizaci:	2 hod při 160 °C / 1 hod při 180 °C



Páska a štítek indikační sterilizační

Druh sterilizace	Formát	Barevná změna	Balení (ks)	Katalogové číslo
Horkovzdušná	páska	zelená/hnědá	1	K001051
Autokláv	páska	béžová/tmavě hnědá	1	K001052