

Páska lepící na uzavření Petriho misek

Pružná páska zabraňuje vysychání, difúzi plynů a kontaminaci

- Pružná do - 30°C
- Odolná vůči vodě a většině chemikálií
- Teplotně stabilní od - 40 do + 77°C (krátkodobě + 100 °C)
- Použití též na mikrotitrační destičky, láhve a různé nádoby

Technické parametry

Šířka:	13 mm
Síla:	0,13 mm
Délka :	33 m



Páska lepící na uzavření Petriho misek

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
transparentní	1	R142771
bílá	1	R142871.N
červená	1	R142871.R
žlutá	1	R142871.Y
modrá	1	R142871.M