

### **Páska teplotně odolná**

Samolepicí popisovací páska pro extrémní teploty

- Použití v mrazicích boxech, inkubátorech, autoklávech a sterilizátorech
- Textilní povrchová vrstva umožňuje snadný popis

### **Technické parametry**

Teplotní odolnost: -196 až +287°C

Délka návinu: 7,6 m



Páska teplotně odolná

| Šířka pásky (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------------|-------------|------------------|
| 12,7             | 1           | R203471          |
| 19,0             | 1           | R203571          |
| 25,4             | 1           | R203671          |