

PCR box pracovní CleneCab a CleneCab Plus

Chrání vzorky před kontaminací a uživatele před biohazardem

- Verze CleneCab Plus - zabudovaný mikroprocesor pro crosslinking aplikace
- Automatické vypnutí UV záření při otevření boxu
- Konstrukce z akrylátového skla síly 8 mm - ochrana při práci s ^{32}P
- Inaktivace nukleových kyselin v 5 až 30 minutách

Technické parametry

CleneCab PCR box: : 4 x UV žárovka (15W, 254nm), 1 x žárovka s bílým světlem (15 W)

CleneCab Plus box:: 5 x UV žárovka (15W, 254nm), 2 x žárovka s bílým světlem (6 W) vyjímatelná deska pro crosslinking 400 x 220 mm mikroprocesorová kontrola intenzity UV záření (nastavení v Joulech) a doby osvětlení

Napájení: 220/240 V, 50 Hz

Rozměry (š x h x v): 620 x 420 x 775 mm



PCR box pracovní CleneCab a CleneCab Plus

Popis	Katalogové číslo
CleneCab PCR box komplet	X300010
CleneCab Plus PCR box komplet	X300020