

Petriho miska Safelock | NEST

Sterilní Petriho misky se speciálním zámkem a třemi výstupky ve víčku

- Jedinečné konstrukční řešení Safelock zamezuje nechtěnému spadnutí víčka misky, čímž se zabrání kontaminaci
- Po naplnění otočte víčkem misky ve směru hodinových ručiček a zašroubujte jej do polohy zámku
- Výstupky ve víčku zajišťují výměnu vzduchu uvnitř misky
- Rovný vysoce transparentní povrch
- Stohovatelné pro snadné skladování a manipulaci
- Bez DNáz/RNáz, nepyrogeenní, sterilizované E-paprskem ($SAL=10^{-6}$)

Technické parametry

Materiál:

PS



Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
90	15	20 x 25	N752101