

Petriho miska speciální


Dělená a nedělená Petriho miska s nebo bez výstupků

- Asepticky vyráběná
- Výstupky zajišťují výměnu vzduchu uvnitř misky

Technické parametry

Materiál:

PS



Petriho miska speciální



Petriho miska speciální

Popis	Průměr (mm)	Výška (mm)	Výstupky	Balení (ks)	Katalogové číslo
Nedělené	60	8	ne	20	K000360.1
Nedělené	60	8	ne	25 × 20	K000360.2
Nedělené	90	15	ne	20	K200358.1
Nedělené	90	15	ne	25 × 20	K200358.2
Nedělené	120	14	ne	20	K120358.1
Nedělené	120	14	ne	16 × 20	K120358.2
Dělené na poloviny	90	15	ano	20	K100362.1
Dělené na poloviny	90	15	ano	25 × 20	K100362.2
Dělené na třetiny	90	15	ano	20	K100363.1
Dělené na třetiny	90	15	ano	25 × 20	K100363.2
Dělené na čtvrtiny	90	15	ano	20	K100364.1
Dělené na čtvrtiny	90	15	ano	25 × 20	K100364.2
Kontaktní s mřížkou	55	12	ne	20	K100367.1
Kontaktní s mřížkou	55	12	ne	25 × 20	K100367.2
Čtvercové	120 × 120	17	ano	20	K212358.1

Čtvercové	120 × 120	17	ano	18 × 10	K212358.2
-----------	-----------	----	-----	---------	-----------

Petriho miska čtvercová | Sterilin

Technické parametry

Materiál:	PS
-----------	----

Popis	Průměr (mm)	Výška (mm)	Výstupky	Balení (ks)	Katalogové číslo
Čtvercové	100 × 100	20,8	ne	120	S000109
Dělené 5 × 5*	100 × 100	20,8	volitelné	120	S000103

*Čtvercové misky rozdělené na 25 oddílů o objemu 5 ml s plochou 1,8 cm²