

Petriho miska sterilní


Standardní kulaté Petriho misky sterilizované beta zářením

- K dispozici ve dvou variantách: s větracími otvory pro zajištění optimální výměny plynů a bez větracích otvorů pro dlouhé inkubační časy

Technické parametry

Materiál:

PS



Průměr (mm)	Typ	Balení (ks)	Katalogové číslo
60	S větracími otvory	100 x 10	K058018
60	Bez větracích otvorů	100 x 10	K001018
90	S větracími otvory	25 x 20	K002018
90	Bez větracích otvorů	25 x 20	K002118
100	S větracími otvory	23 x 20	K003018
120	Bez větracích otvorů	32 x 10	K004018
150	S větracími otvory	11 x 20	K005018