

Petriho misky pro tkáňové kultury s mřížkou | Sarstedt

Petriho misky pro adherentní buňky, s mřížkou - ideální pro klonovací experimenty

- Hydrofilní povrch vhodný pro adherentní tkáňové kultury
- Transparentní povrch a rovné dno vhodné pro monitorování buněk pod mikroskopem
- SUREGrip systém uzavírání misek pro snížení rizika kontaminace
- Ventilační výstupky pro usnadnění výměny plynů
- Lehce stohovatelné
- Sterilní, bez DNáz, RNáz a DNA, endotoxinů, nepyrogenní, necytotoxické

Technické parametry

Materiál:

PS



Petriho misky pro tkáňové kultury s mřížkou

Průměr (mm)	Výška (mm)	Kultivační plocha (cm ²)	Pracovní objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
35	10	8	3	10	R.KKH7.2
35	10	8	3	100	R.KKH7.1
60	15	21	5	10	R.KKH8.2
60	15	21	5	100	R.KKH8.1