

Petriho misky pro tkáňové kultury | TPP

Sterilní kultivační misky se speciální úpravou dna pro optimální proliferaci buněk

- Žluté popisovací pole a hodinový systém na dně misky (3, 6, 9 a 12) pro snadnější orientaci
- Vnější ozubený okraj misky pro snadnější uchopení a zamezení vypadnutí dna
- Uzpůsobeno ke snadnému a bezpečnému stohování a snadnému proudění vzduchu mezi miskami
- Sterilní, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek

Technické parametry

Materiál:

PS



Petriho misky pro tkáňové kultury

Vnější rozměry (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Růstová plocha (cm ²)	Balení (ks)	Katalogové číslo
40 x 11	34	9,2	900 (45 x 20)	N930400
60 x 16	53	22,1	840 (60 x 14)	N930600
96 x 21	87	60,0	240 (24 x 10)	N931000
146 x 21	137	147,0	100 (20 x 5)	N931500